

# バーコード運用支援システム

## Label-Master 10


バーコードプリンターの制御  
新規印刷／再印刷の自動判別  
レセコンと接続して10キーとして使用可能



バーコードで運用する際に必要となるのが、カルテなどへのバーコードの印刷作業です。

「Label-Master 10」は、既存のシステムに手を加えることなく、簡単にバーコード運用を始められるソリューションをご提案いたします。

「Label-Master 10」は、テンキーサイズの小型装置と、医療用バーコード専用プリンタ、ハンズフリーバーコードリーダーで構成されます。受付の限られたスペースに配置できるよう小型化しました。



### バーコード運用を始めるのは面倒。。。。

バーコードによる運用を開始しようとした場合、まず心配になるのが、これまでに蓄積されている膨大なカルテなどへのラベルの付与作業です。「Label-Master 10」では、この問題を、レセコン、電カル、ファイリングシステムなどと連携することで解決しました。

大量の既存カルテ



過去のカルテ全てにバーコードを貼るのは、とっても大変!!

受付で都度出力



来院された患者さん毎に、バーコードを発行すれば、運用を続けているうちに、必要なカルテにラベルが付きま

## 〔医療用バーコードプリンタの制御〕

「Label-Master 10」に ID を入力してください。入力された ID は、瞬時にバーコードに変換され、ラベルとして出力されます。（CODE128）

バーコードの印刷には、医療用の専用バーコードプリンタを使用します。

バーコード専用のラベルプリンタであるため、高速できれいなバーコードを印刷することが可能です。

バーコードは表面をラミネートコートした耐久性に優れたテープで出力されます。

カルテなどの摩擦により文字がかすれることもなく、汚れや薬品に対しても、優れた耐久性を発揮します。



バーコード専用プリンタ

## 〔新患／再来を自動判別〕

「Label-Master 10」に ID を入力すると、LAN を介してレセコンや電カル、ファイリングシステムと通信をして、当該 ID の患者さんが、新患か、再来患者さんかを判断します。新患の患者さんと判断した場合、バーコードを自動的に出力します。出力されたバーコードを、新規に作成したカルテの1号用紙に貼りつけてください。再来患者さんと判断した場合、バーコードの出力が必要が尋ねてきます。既にバーコードが貼られている患者さんの場合は、キャンセルしてください。（放置しておけば、自動的にキャンセルされます。）

バーコードが未だ貼られていない患者さんの場合や、貼られてバーコードが、汚れたり、剥げかけていた場合は、再印刷を指示します。


この機能により、患者さんが来院する都度、バーコードを素早く、適切に出力することが出来るため、過去の大量のカルテに予めバーコードを付与することなく、スムーズにバーコードを用いた運用に移行できます。

## 〔レセコンの ID 入力専用テンキーとして使用可能〕

「Label-Master 10」は、PC に USB で接続することにより、通常のテンキーボードとして機能します。

レセコンに接続し、ID を入力する際の専用テンキーとして運用していただければ、受付業務でレセコンに ID を入力する作業と同時に、バーコードのラベルを出力することができます。新患／再来患者さんの自動判別機能により、レセプト操作で何度同じ ID を入力しても、無駄なラベルを出力することはありません。

## 仕様



インターフェイス	
LCD	15文字×2行 バックライト:オレンジ
キーボード	4×4マトリクスキー ストローク量 0.3mm 動作寿命:1,000,000回以上
USB	USB 2.0 mini-B キーボードインターフェイス (HID)
LAN	100Base-TX
ラベルプリンタ接続ポート	ステレオミニジャック 3.5mm 専用シリアルプロトコル
電源・物理仕様	
電源	250mA@5V USB バスパワー
大きさ	90 x 150 x 50 mm (W x D x H)
重量	270g
その他	
付属品	レセコン接続用 USB ケーブル (Type-A - mini-B) 極細 3m、ラベルプリンタ接続用シリアルケーブル 3m

製造元

**NEKORISU** 組込み工房 [ねこりす.com](http://www.nekorisu.com)

〒790-0053

愛媛県松山市竹原2丁目16-2 アルファステイツ竹原 8F

TEL: 050-8806-9823 FAX: 050-8806-9823

URL: <http://www.nekorisu.com>

E-mail: [nekorisu@nekorisu.com](mailto:nekorisu@nekorisu.com)

企画・販売元

**MYUTec** 株式会社 ミューテック

〒270-1154

千葉県我孫子市白山1-26-19

TEL: 04-7183-8085 FAX: 04-7184-2526

URL: <http://www.myutec.co.jp>

E-mail: [info@myutec.co.jp](mailto:info@myutec.co.jp)